

Espinier Tissue Retrieval System


Instructions for Use Master E-Sac (WG)

Fannin UK Ltd,
T/A Espiner Medical
Yeo Bank 3, Kenn Rd,
Clevedon, Somerset,
BS21 6TH, UK

T: +44 (0) 1275 878 801
F: +44 (0) 1275 878 354
E: mail@espinermedical.com

CE
E334/1 0120

Illustration A: Master E-Sac (WG)



ENGLISH (GB)

DEVICE DESCRIPTION:

Device Name: The Espiner Tissue Retrieval System

The Espiner Tissue Retrieval System is designed to facilitate the safe and secure removal of tissues or organs in the process of laparoscopic surgery. They are supplied sterile (ISO 11135) with a 5 year shelf life.


INDICATIONS FOR USE:

Retrieval System consists of a family of impervious sacs, which are sterile single use devices, that can be used alone, or with a dedicated introducer system, for the capture and removal of an organ, tissue or fluid from the body cavity during laparoscopic surgery.

CONTRAINDICATIONS:

There are no Contraindications for this device.

Illustration B: RoboSac - EMP112-WG



ESPAÑOL (ES)

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Nombre del dispositivo: El Sistema de Recuperación de Tejidos Espiner

El Sistema de Recuperación de Tejidos Espiner está diseñado para facilitar la extracción segura de tejidos u órganos en el proceso de cirugía laparoscópica. Se suministran estériles (norma ISO 11135) con una vida útil de 5 años.

CONTRAINDICACIONES:

There are no Contraindications for this device.

WARNINGS & PRECAUTIONS:
The device is only to be used by surgeon who are experienced with the specific techniques required by these medical devices.

Caution: Federal (USA) and European Union law restricts the device to capture and extraction of an organ, tissues, or fluids of the cavity corporal durante las cirugías laparoscópicas.

CONTRAINDICACIONES:
No existen contraindicaciones para este dispositivo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
El dispositivo debe ser usado únicamente por cirujanos con experiencia en las técnicas específicas requeridas por estos dispositivos médicos.

Caution: Do not cut, puncture or scrape the Espiner Tissue Retrieval System. Use tabs only for deployment of the device. Do not attempt to deploy by grasping the fabric, or by placing instruments inside the sac.

INSTRUCTIONS FOR USE – Master E-Sac

*For Master E-Sac: Refer to Illustration A.

1. Loading of Sac: With the sac tail attached to the rod handle, pull the rod and sac back into the Espiner cannula. Gently squeeze the air out of the sac as it is pulled back, leaving the tip just outside the cannula.

2. Insertion: With the sac pulled back into the Espiner cannula, push the product through the trocar. Before pushing the rod and sac back out inside the abdomen, ensure the handle is in the correct position with 'TOP' facing up (see diagram 2).

3. Tissue Capture: Place the tissue inside the sac mouth. Use the sac arms and/or forces to ease the tissue into the sac, ensuring the tissue is fully contained.

4. Retrieval: Once the specimen is fully contained within the sac, un-hook the sac tail from the rod handle and remove the rod completely from the sac and cannula. Pull the drawstring to close the sac mouth and secure the specimen. Remove the Espiner cannula.

5. Note: For a larger specimen, the mouth can be re-opened outside the incision and the specimen retrieved. Once retrieved, the Espiner sac can be removed.

Note 2: When withdrawing rod, ensure it is withdrawn through the Espiner cannula and not against the trocar

6. Mode d'emploi – Sac Master E

*Pour sac master E : Se référer à l'illustration A

1. Para cargar el saco: Con el extremo del saco sujetado a la agarraadera de la varilla, tire de la varilla y el saco dentro de la cánula Espiner. Extraiga cuidadosamente el aire del saco mientras hacia atrás, dejando la punta justo afuera de la cánula.

2. Inserción: Con el saco retraido en la cánula Espiner, empuje el producto por el trocar. Antes de empujar la varilla y el saco dentro del abdomen, asegúrese de que la agarraadera se encuentra en la posición correcta con la leyenda 'TOP' orientada hacia arriba (ver el diagrama 2).

3. Captura de tejido: Introduzca el tejido por la boca del saco. Utilice las asas de la varilla y/o los fórceps para introducir el tejido al saco, asegurándose de que el tejido esté totalmente adentro.

4. Recuperación: Una vez que la muestra está totalmente adentro de la bolsa, desenganche el extremo del saco de la agarraadera de la varilla, y retire la varilla completamente del saco y la cánula. Tire del cordón para cerrar la boca del saco y sujetar la muestra. Retire la cánula Espiner, y tire del extremo del saco y el cordón simultáneamente, hacia arriba en dirección del trocar, y extraiga la boca del saco por la incisión.

5. Note: Para una muestra más grande, puede reabrir la boca afuera de la incisión y recuperar la muestra. Una vez que se haya recuperado, puede extraer el saco Espiner.

Note 2: Al extraer la varilla, asegúrese de extraerla por la cánula Espiner, y no contra el trocar.

*Para RoboSAC (EMP112-WG): Consulte la Ilustración B

1. Loading of Sac: With the black suture attached to the rod handle, pull the rod and sac back into the Espiner cannula. Gently squeeze the air out of the sac as it is pulled back, leaving the tip just outside the cannula.

2. Insertion: With the sac pulled back into the Espiner cannula, push the product through the trocar. Before pushing the rod and sac back out inside the abdomen, ensure the handle is in the correct position with 'TOP' facing up (see diagram 2).

3. Tissue Capture: Place the tissue inside the sac mouth. Use the rod arms and/or forces to ease the tissue into the sac, ensuring the tissue is fully contained.

4. Retrieval: Once the specimen is fully contained within the sac, cut the black suture to release the rod and so that it is completely removed from the sac and Espiner cannula.

5. Mode d'emploi – Master E-Sac

*Pour sac master E : Se référer à l'illustration A

1. Para cargar el saco: Con la sutura negra sujetada a la agarraadera de la varilla, tire de la tige y el saco dentro de la cánula Espiner. Extraiga cuidadosamente el aire del saco mientras lo jala hacia atrás, dejando la punta justo afuera de la cánula Espiner.

2. Inserción: Con el saco retraido en la cánula Espiner, empuje el producto por el trocar. Antes de empujar la varilla y el saco dentro del abdomen, asegúrese de que la agarraadera se encuentra en la posición correcta con la leyenda 'TOP' orientada hacia arriba (ver el diagrama 2).

3. Captura de tejido: Introduzca el tejido por la boca del saco. Utilice las asas de la varilla y/o los fórceps para introducir el tejido al saco, asegurándose de que el tejido esté totalmente adentro.

4. Recuperación: Una vez que la muestra está totalmente adentro del saco, corte la sutura negra para soltar la varilla, y para extraerla completamente del saco y la cánula Espiner.

5. Note: Para una muestra más grande, puede reabrir la boca afuera de la incisión y recuperar la muestra. Una vez que se haya recuperado, puede extraer el saco Espiner.

Note 2: Al extraer la varilla, asegúrese de extraerla por la cánula Espiner, y no contra el trocar.

*Pour RobotSac (EMP112-WG) : Se référer à l'illustration B

1. Remplissage du sac: Avec la suture noire attachée à la poignée de la tige, tirer la tige et le sac dans la canule Espiner. Chasser doucement l'air du sac pendant qu'il est tiré vers l'arrière, en laissant le bout juste à l'extérieur de la canule.

2. Insertion: Avec le sac retiré dans la canule Espiner, pousser le produit à travers le trocart. Avant de repousser la tige et le sac à l'intérieur de l'abdomen, assurez-vous que la poignée soit dans la bonne position avec le « TOP » vers le haut (voir schéma 2).

3. Captura del tejido: Placer el tejido a la boca del saco. Utilizar las ramas de la tija y/o las mors des pinces para colocar el tejido dentro del saco. Asegúrese de que el tejido esté completamente contenido.

4. Recuperación: Una vez que la muestra está completamente contenida en el saco, cortar la sutura negra para liberar la tija y así que sea completamente removida del saco y la cánula Espiner.

5. Note: Para una muestra más grande, puede reabrir la boca afuera de la incisión y recuperar la muestra. Una vez que se haya recuperado, puede extraer el saco Espiner.

Note 2: Al extraer la varilla, asegúrese de extraerla por la cánula Espiner, y no contra el trocar.

*Instrucciones para el uso de E-Sac Master

1. Caricamento del sacchetto: con la coda del sacchetto fissata al manipolo dell'introduttore, retrarre l'introduttore e il sacchetto nella canula Espiner. Mentre si ritira il sacchetto, fare pressione con la ditta "TOP" rivolta verso l'alto (vedere lo schema 2).

2. Inserzione: con il sacchetto tirato all'interno della canula Espiner, spingere il dispositivo attraverso il trocar. Prima di spingere l'introduttore e il sacchetto nell'addome, assicurarsi che il manipolo sia nella posizione corretta con la dicitura "TOP" rivolta verso l'alto (vedere lo schema 2).

3. Estrazione del tessuto: inserire il tessuto nell'apertura del sacchetto. Utilizzare i bracci dell'introduttore e/o le pinze da presa per infilare il tessuto nel sacchetto, assicurandosi che il tessuto sia completamente contenuto.

4. Riempimento: una volta che il campione è completamente contenuto nel sacchetto, aprire la bocca del sacchetto e tirare fuori la bocca del sacchetto attraverso l'incisione.

5. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

6. Estrazione: una volta che il campione è completamente contenuto nel sacchetto, tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

7. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

8. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

9. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

10. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

11. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

12. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

13. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

14. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

15. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

16. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

17. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

18. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

19. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

20. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

21. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

22. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

23. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

24. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

25. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

26. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

27. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

28. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

29. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

30. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

31. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

32. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

33. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

34. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

35. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

36. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introduttore dal sacchetto e dalla canula.

37. Rimozione: tirare la bocca del sacchetto e rimuovere completamente l'introdutt

РУССКИЙ (RU) Ctd.

Используйте нить для затягивания горловины: захватите монокетон/нить примерно в 15 мм от термоусадочного материала. С помощью специальной нити можно затянуть мешок и извлечь его горловину через троакарное отверстие. Высвободив горловину мешка из брюшной полости, продолжайте тянуть ее наружу.

Предупреждение: Не режьте и не прокалывайте устройства для извлечения органов и тканей Espiner. Используйте петельки только для введения устройства внутрь. Не пытайтесь вводить мешок, захватывая ткань или помещая внутрь мешка хирургические инструменты.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - Master E-Sac

* Устройства для извлечения и органов и тканей Master E-Sac: См. Рисунок A

1. **Загрузка мешка:** Втяните стержень и мешок обратно в катетер, при этом хвостик мешка должен быть прикреплен к рукояти стержня.

Когда втягиваете мешок обратно, аккуратно выдавливайте воздух из мешка, оставляя свободный конец снаружи катетера.

2. **Введение:** Когда мешок втянут обратно в катетер, протолкните изделие через троакар. Прежде чем снова вытолкнуть стержень и мешок в брюшной полости, убедитесь, что рукотяь находится в правильном положении: надпись «TOP» смотрит вверх (см. схему 2).

3. **Захват тканей:** Поместите ткани в горловину мешка. С помощью манипулятора стержня и/или щипцов осторожно поместите ткани в мешок так, чтобы они оказались полностью внутри.

4. **Извлечение:** Когда иссеченные ткани полностью помещены в мешок, отцепите хвостик мешка от крючка на рукоятке стержня и полностью удалите стержень из мешка и катетера. Закройте горловину мешка и зафиксируйте иссеченные ткани, потянув за нить для затягивания. Удалите катетер Espiner, одновременно потянув за хвостик мешка и нить для затягивания горловины, втяните их в троакар и осторожно высвободите горловину мешка из разреза.

Примечание 1: Иссеченные ткани большого размера можно извлечь, отрыв горловину мешка с наружной стороны разреза. После их извлечения можно удалить мешок Espiner.

Примечание 2: Когда извлекаете стержень, убедитесь в том, что вытаскиваете его через катетер Espiner, а не троакар

* Устройства для извлечения и органов и тканей RoboSAC (EMP112-WG): См. Рисунок B

1. **Загрузка мешка:** Втяните стержень и мешок обратно в катетер Espiner с помощью черной нити, прикрепленной к рукоятки стержня. Когда втягиваете мешок обратно, аккуратно выдавливайте воздух из мешка, оставляя свободный конец снаружи катетера.

2. **Введение:** Когда мешок втянут обратно в катетер Espiner, протолкните изделие через троакар. Прежде чем снова вытолкнуть стержень и мешок в брюшной полости, убедитесь, что рукотяь находится в правильном положении: надпись «TOP» смотрит вверх (см. схему 2).

3. **Захват тканей:** Поместите ткани в горловину мешка. С помощью манипулятора стержня и/или щипцов осторожно поместите ткани в мешок так, чтобы они оказались полностью внутри.

4. **Извлечение:** Когда иссеченные ткани полностью помещены в мешок, отрежьте черную нить и освободите стержень, чтобы полностью удалить его из мешка и катетера Espiner. Извлеките катетер Espiner и, потянув за нить для затягивания, закройте горловину мешка и зафиксируйте иссеченные ткани. Потяните за нить для затягивания, чтобы аккуратно протянуть горловину мешка через троакар и затем через разрез.

Примечание 1: Иссеченные ткани большого размера можно извлечь, отрыв горловину мешка с наружной стороны разреза. После их извлечения можно удалить мешок Espiner.

Примечание 2: Когда извлекаете стержень, убедитесь в том, что вытаскиваете его через катетер Espiner, а не троакар

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ονομασία προϊόντος: Σύστημα ανάκτησης ιστών Espiner

To Σύστημα ανάκτησης ιστών της Espiner είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διευκολύνει την ακίνδυνη και ασφαλή αφαίρεση ιστών ή οργάνων κατά τη διαδικασία λαπαροσκοπικής επέμβασης. Διατίθεται στο πακέτο μεταξύ του σάκου και την κάνουλα Espiner.

ΕΝΔΙΕΞΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Σύστημα ανάκτησης αποτελείται από ένα σύνολο αδιάτεραστων σάκου, οι οποίοι είναι αποστρεψμένα προϊόντα μίας χρήσης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο το είτε σα συνδυάσμα με ειδικό σύστημα εισαγωγής, για τη σύλληψη και αφαίρεση κάποιου οργάνου, ιστού ή υγρού από τη συμπατική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επέμβασης.

ΑΝΤΕΔΙΕΞΙΣ: Το Σύστημα ανάκτησης αποτελείται από ένα σύνολο αδιάτεραστων σάκου, οι οποίοι είναι αποστρεψμένα προϊόντα μίας χρήσης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο το είτε σα συνδυάσμα με ειδικό σύστημα εισαγωγής, για τη σύλληψη και αφαίρεση κάποιου οργάνου, ιστού ή υγρού από τη συμπατική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επέμβασης.

ΑΝΤΕΔΙΕΞΙΣ: Δεν υπάρχουν αντεδίεξεις για το προϊόν.

ΠΡΟΙΔΑΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

Το προϊόν θα τρέπεται να χρησιμοποιείται από χειρουργούς με εμπειρία στην εισαγωγή, για τη σύλληψη και αφαίρεση κάποιου οργάνου, ιστού ή υγρού από τη συμπατική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επέμβασης.

ΑΝΤΕΔΙΕΞΙΣ: Δεν υπάρχουν αντεδίεξεις για το προϊόν.

ΙΝΣΤΡΟΚΙΑ ΠΟ ΠΡΙΜΕΝΕΝΙΟ - Master E-Sac

* Υπολειτουργία των εργαλείων και των μεταλλικών της Master E-Sac: Σ. Ριζούντος A

1. **Ζαργάριση μεσακούλας:** Βάλτε την κάνουλα Espiner στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα. Επιστρέψτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

2. **Βιβλίο:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα. Επιστρέψτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

3. **Χαρακτηρισμός μεσακούλας:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

4. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

5. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

6. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

7. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

8. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

9. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

10. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

11. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

12. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

13. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

14. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

15. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

16. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

17. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

18. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

19. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

20. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

21. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

22. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

23. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

24. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

25. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

26. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

27. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

28. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

29. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

30. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.

31. **Επενδυση:** Βάλτε την κάνουλα στην κατετήρα, έτσι ώστε η κάνουλα να είναι από την καρέκλα της κατετήρα.